



¡PARA EMERGENCIAS!

Nombre
 Fecha de nacimiento
 Lugar de residencia
 Mi contacto para preguntas.....

¡Tengo problemas de audición!

Llevo las siguientes ayudas auditivas:
 Derecha: implante coclear / audífono
 Característica:
 Izquierda: implante coclear / audífono
 Característica:



Importante: ¡no confunda los lados!

Cuando se es sordo, un implante coclear (IC) reemplaza el proceso de audición natural con audición electrónica.

Por favor, tenga en cuenta:

No oigo nada sin el procesador de implante coclear (IC):

¡Míreme! ¡El contacto visual, cuando me comunico, con la posibilidad de ver la boca es muy importante para mí!

Procesador de IC encendido y apagado: el procesador de sonido se enciende automáticamente cuando conecta el cargador de la batería o portapilas.

Para poner en marcha el procesador de IC:

Coloque el procesador de sonido con el gancho para la oreja detrás del auricular.

Conecte la bobina del transmisor al imán invisible debajo del cuero cabelludo (ubicado ligeramente por encima / detrás del procesador)

Cambiar la batería: gire la batería al procesador de audio (vea la ilustración)



Por la noche, coloque los implantes cocleares en el deshumidificador.

No realizar una resonancia magnética sin previa aclaración y acuerdo profesional con el otorrinolaringólogo de la clínica de implantación coclear.

¡Si es necesario, por favor, escíbeme los mensajes importantes! ¡BÁSICO!