



**AICCV**  
Asociación de Implantados Cocleares  
de la Comunidad Valenciana

**Els Implantats Coclears reclamem  
tenir en compte l'implant coclear  
i l'accessibilitat a la comunicació  
en cas d'ingrés hospitalari**

**PER A EMERGÈNCIES!**

Nom .....  
 Data de naixement .....  
 Lloc de residència .....  
 El meu contacte per a preguntes.....

**Tinc problemes d'audició!**

Porte les següents ajudes auditives:

Dreta: implant coclear / audiòfon  
 Característica: .....

Esquerra: implant coclear / audiòfon  
 Característica: .....



Important: no confonga els costats!

Quan s'és sord, un implant coclear (IC) reemplaça el procés d'audició natural amb audició electrònica.

**Per favor, tinga en compte:**

No sent res sense el processador d'implant coclear (IC):

Mire'm! El contacte visual, quan em comunique, amb la possibilitat de veure la boca és molt important per a mi!

Processador d'IC encés i apagat: el processador de so s'encén automàticament quan connecta el carregador de la bateria o portapiles.

Per a posar en marxa processador de **Kanso**:

Connecte el processador d'una unitat única a l'imant invisible davall del cuir cabellut (situat lleugerament per damunt / darrere de l'orella)

Reemplaçament de la bateria: llisque la tapa de la bateria fora de la carcassa i inserisca dues piles noves amb el costat pla cap amunt. Torne a col·locar la tapa de la bateria.



A la nit, col·loque els implants coclears en el deshumidificador.

No realitzar una ressonància magnètica sense previ aclariment i acord professional amb l'otorinolaringòleg de la clínica d'implantació coclear i marca comercial.

**Si és necessari, per favor, escriu-me els missatges importants! BÀSIC!**