

## ¡PARA EMERGENCIAS!

Nombre .....  
Fecha de nacimiento .....



Los Implantados Cocleares exigen tener en cuenta su implante y **accesibilidad a la comunicación** en caso de estar **ingresado en el hospital**

.....  
Lugar de residencia .....  
Mi contacto para preguntas.....

### ¡Tengo problemas de audición!

Llevo las siguientes ayudas auditivas:  
Derecha: implante coclear / audífono  
Característica: .....  
Izquierda: implante coclear / audífono  
Característica: .....



Importante: ¡no confunda los lados!

Cuando se es sordo, un implante coclear (IC) reemplaza el proceso de audición natural con audición electrónica.

### Por favor, tenga en cuenta:

No oigo nada sin el procesador de implante coclear (IC):

¡Míreme! ¡El contacto visual, cuando me comunico, con la posibilidad de ver la boca es muy importante para mí!

Procesador de IC encendido y apagado: el procesador de sonido se enciende automáticamente cuando conecta el cargador de la batería o portapilas.

Para poner en marcha el procesador de IC:

Coloque el procesador de sonido con el gancho para la oreja detrás del auricular.

Conecte la bobina del transmisor al imán invisible debajo del cuero cabelludo (ubicado ligeramente por encima / detrás del procesador)

Cambiar la batería: gire la batería al procesador de audio (vea la ilustración)



Por la noche, coloque los implantes cocleares en el deshumidificador.

No realizar una resonancia magnética sin previa aclaración y acuerdo profesional con el otorrinolaringólogo de la clínica de implantación coclear.

.....  
.....  
**¡Si es necesario, por favor, escríbeme los mensajes importantes! ¡BÁSICO!**